



## 细胞使用说明书

### ➤ 订购须知：

1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象，若有上述现象发生请及时拨打电话或邮箱联系；

注：观察细胞最好在低倍镜下观察，便于整体估计细胞密度；

2. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等；

3. 本库细胞在培养过程不加抗生素，请客户收到细胞后根据需要自行添加双抗（青霉素和链霉素）；

4. 请用相同条件的培养基用于细胞培养。培养瓶内多余的培养基可收集备用，细胞传代时可以一定比例和客户自备的培养基混合，使细胞逐渐适应培养条件；

5. 本实验室默认 T25 瓶复苏的存活细胞常温发货，有些贴壁细胞在快递运送过程中会因振动脱落，可离心吹打后重新种入瓶中培养；

6. 建议客户收到细胞后，留存一张培养瓶外观照片以及收到的细胞前 3 天各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和技术部沟通交流；

7. 细胞培养过程外因太多，我们的售后保障期为一周，具体处理原则参见售后流程图（[www.dauzell.cn](http://www.dauzell.cn)）或咨询当地销售人员和经销商，但不提供免费更换服务。

### ➤ 注意事项：

1. 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，须在二级生物安全台内操作，并请注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。

2. 产品使用：本产品仅能用于科研。本产品未通过直接用于活体动物和人的审核。本产品未通过用于活体诊断的审核。

***For research use only, not for use in diagnostic procedures.***

**Web:** [www.dauzell.cn](http://www.dauzell.cn)

**Customer Support:** 027-87735083

**E-mail:** [Techsupport@dauzell.cn](mailto:Techsupport@dauzell.cn)



## ➤ 细胞信息

|                                                                                                            |                  |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|
| 货号                                                                                                         | CELL-C0027       | 种属   | 人               |
| 细胞名称                                                                                                       | AsPC-1 人转移胰腺腺癌细胞 | 组织来源 | 胰腺；转移灶；<br>腹水腺癌 |
| 生长状态                                                                                                       | 贴壁生长             | 细胞形态 | 上皮样             |
| <b>培养条件</b>                                                                                                |                  |      |                 |
| 培养基类型：<br>RPMI-1640（Daucell，货号 DCM0002）培养基<br>FBS（Daucell，货号 DCF8001）：10%<br>培养条件：37℃，CO <sub>2</sub> : 5% |                  |      |                 |
| <b>传代方法</b>                                                                                                |                  |      |                 |
| ➤ 收到细胞后，在倒置显微镜下观察细胞生长状态：                                                                                   |                  |      |                 |
| 1) 如果没长满，将培养瓶用 75%酒精消毒后放在培养箱静置数小时（4h 左右），稳定细胞状态，静置后镜检，拍照，记录细胞状态。建议传代后也拍照记录细胞生长情况。                          |                  |      |                 |
| 2) 如果细胞已经长满（约 80%-90%）则传代后继续培养。                                                                            |                  |      |                 |
| ➤ 贴壁细胞传代方法：                                                                                                |                  |      |                 |
| 1) 弃去培养基，用不含钙、镁离子的 PBS 洗 1-2 次；                                                                            |                  |      |                 |
| 2) 加 1ml 0.25%的胰酶，让胰酶与大部分细胞接触后置于室温，随时观察细胞状态变化，待细胞大部分变圆后加完全培养基终止消化。                                         |                  |      |                 |
| ➤ 悬浮细胞传代方法：可以直接传代也可以离心法传代。                                                                                 |                  |      |                 |
| 1) 直接传代是让悬浮细胞慢慢沉淀在瓶底后，将上清吸掉 1/2-2/3，吹打细胞形成细胞悬液后，分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养；                                       |                  |      |                 |
| 2) 离心法传代是将细胞连同培养液一并转移到离心管内，1000rpm，5 分钟，去除上清，加新的培养液到离心管内，吹打细胞形成细胞悬液后，分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养。                  |                  |      |                 |
| 注：收到细胞后第一次传代建议 T25 培养瓶 1:2 传代。                                                                             |                  |      |                 |
| <b>冻存方法</b>                                                                                                |                  |      |                 |
| ➤ 90%FBS，10%DMSO，现用现配。                                                                                     |                  |      |                 |
| ➤ 储存：液氮中长期保存。                                                                                              |                  |      |                 |

***For research use only, not for use in diagnostic procedures.***

Web: [www.daucell.cn](http://www.daucell.cn)

Customer Support: 027-87735083

E-mail: [Techsupport@daucell.cn](mailto:Techsupport@daucell.cn)



## 细胞使用意见反馈表

尊敬的客户：

如果您对产品有任何的反馈，请详细填写本表格并发送至 Techsupport@daucell.cn，技术部将会尽快处理解决。请尽量将每个环节描述详细，以方便我们的技术部对实验结果进行分析，更快地找到问题所在，谢谢！

| 客户信息                |  |        |  |
|---------------------|--|--------|--|
| 客户姓名                |  | 单位名称   |  |
| 联系电话                |  | E-mail |  |
| 订购产品的信息             |  |        |  |
| 产品名称/货号             |  |        |  |
| 收货日期                |  | 反馈日期   |  |
| 产品使用意见反馈信息          |  |        |  |
| <p>1. 请描述您遇见的问题</p> |  |        |  |

***For research use only, not for use in diagnostic procedures.***

**Web:** [www.daucell.cn](http://www.daucell.cn)

**Customer Support:** 027-87735083

**E-mail:** Techsupport@daucell.cn



2. 收货时细胞的状态（请提供详细的文字描述并附有细胞照片）

3. 细胞处理详细步骤（包括所用培养基、血清、双抗的详细信息及持续培养每天的细胞照片，记录细胞状态的变化过程）

|       |                                                                                     |         |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 处理方式  | 静置 <input type="checkbox"/> 换液 <input type="checkbox"/> 传代 <input type="checkbox"/> | 静置时间    |                                                       |
| 培养条件  |                                                                                     | 培养箱品牌   |                                                       |
| 培养基品牌 |                                                                                     | 培养基是否预热 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 血清品牌  |                                                                                     | 胰酶品牌    |                                                       |
| 消化时间  |                                                                                     | 消化温度    |                                                       |

***For research use only, not for use in diagnostic procedures.***

**Web:** [www.dauzell.cn](http://www.dauzell.cn)

**Customer Support:** 027-87735083

**E-mail:** [Techsupport@dauzell.cn](mailto:Techsupport@dauzell.cn)