



细胞使用说明书

一、订购须知：

1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象，若有上述现象发生请及时拨打电话或邮箱联系；

注：观察细胞最好在低倍镜下观察，便于整体估计细胞密度；

2. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等；

3. 本库细胞在培养过程不加抗生素，请客户收到细胞后根据需要自行添加双抗（100U/ml 青霉素和链霉素）；

4. 请用相同条件的培养基用于细胞培养。培养瓶内多余的培养基可收集备用，细胞传代时可以一定比例和客户自备的培养基混合，使细胞逐渐适应培养条件；

5. 在运输过程中可能会导致一些贴壁不牢的细胞发生部分脱落，可离心吹打后重新种入瓶中培养；

6. 建议客户收到细胞后前 3 天各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和技术部沟通交流；

7. 因为细胞培养过程外因太多，所以我们的售后保障期为一周，超过一周的细胞我们会酌情处理，但不提供免费更换服务。

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.dauzell.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@dauzell.cn



二、细胞信息

货号	CELL-C0144	种属	人
细胞名称	LoVo 人结直肠癌细胞	组织来源	结肠；分离自转移灶：左锁骨上区域
生长状态	贴壁生长	细胞形态	上皮样
培养条件			
培养基类型：RPMI-1640 培养基：90% FBS：10% 培养条件：37℃，CO2: 5%			
传代方法			
➤ 收到细胞后，在倒置显微镜下观察细胞生长状态： 1) 如果没长满，将培养瓶用 75%酒精消毒后放在培养箱静置数小时（4h 左右），稳定细胞状态，静置后镜检，拍照，记录细胞状态。建议传代后也拍照记录细胞生长情况。 2) 如果细胞已经长满（约 80%-90%）则传代后继续培养。			
➤ 贴壁细胞传代方法： 1) 弃去培养基，用不含钙、镁离子的 PBS 洗 1-2 次； 2) 加 1ml 0.25%的胰酶，让胰酶与大部分细胞接触后置于室温，随时观察细胞状态变化，待细胞大部分变圆后加完全培养基终止消化。			
➤ 悬浮细胞传代方法：可以直接传代也可以离心法传代。 1) 直接传代是让悬浮细胞慢慢沉淀在瓶底后，将上清吸掉 1/2-2/3，吹打细胞形成细胞悬液后，分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养； 2) 离心法传代是将细胞连同培养液一并转移到离心管内，1000rpm，5 分钟，去除上清，加新的培养液到离心管内，吹打细胞形成细胞悬液后，分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养。 注：若无特殊说明，细胞一般是一传二。			
冻存方法			
➤ 90%FBS，10%DMSO，现用现配。 ➤ 储存：液氮中长期保存。			

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.dauzell.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@dauzell.cn



细胞使用意见反馈表

尊敬的客户：

如果您对产品有任何的意见，请详细填写本表格并发送至 Techsupport@daucell.cn，我们的技术部将会尽快处理解决。请尽量将每个环节描述详细，以方便我们的技术部对实验结果进行分析，更快地找到问题所在，谢谢！

客户信息			
客户姓名		单位名称	
联系电话		E-mail	
订购产品的信息			
产品名称/货号			
收货日期		反馈日期	
产品使用意见反馈信息			
1. 请描述您遇见的问题			

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.daucell.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@daucell.cn



2. 收货时细胞的状态（请提供详细的文字描述并附有细胞照片）

3. 细胞处理详细步骤（包括所用培养基、血清、双抗的详细信息及持续培养每天的细胞照片，记录细胞状态的变化过程）

处理方式	静置 ☐ 换液 ☐ 传代 ☐	静置时间	
培养条件		培养箱品牌	
培养基品牌		培养基是否预热	是 ☐ 否 ☐
血清品牌		胰酶品牌	
消化时间		消化温度	

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.dauCELL.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@dauCELL.cn